

Wykonawca :

.....

tel./ fax.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Al. Wł. Sikorskiego 10
26 – 900 Kozienice
tel./fax: (48) 38 28 800/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 7 – Implanty rekonstrukcyjne w uszkodzeniach stawu kolanowego

L. p.	Producent	Nr kat.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*/ zł, gr.	Wartość netto zł, gr.	VAT %	Wartość brutto zł, gr.
1.			System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET. W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych lub prawoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tęym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami.						
			Więzadło PCL, 80 włókien	szt	10				
			Więzadło ACL lewe, 80 włókien						
			Więzadło ACL prawe, 80 włókien						
			Więzadło ACL lewe, 100 włókien						
			Więzadło ACL prawe, 100 włókien						
			Więzadło ACL lewe, 120 włókien						
			Więzadło ACL prawe, 120 włókien						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 10mm x 30mm	szt	20				
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 9mm x 40 mm						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 9mm x 30 mm						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 9mm x 25 mm						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 8mm x 40 mm						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 8 mm x 30 mm						
			Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 7mm x 40 mm						
Tytanowa kaniulowana śruba interferencyjna 7mm x 30 mm									

